

# LED radiometer

LED LIGHT CURING METER

PRÜFGERÄT FÜR DIE LICHTLEISTUNG VON LED - POLYMERISATIONSLAMPEN

FOTÔMETRO PARA LUZ DE LED

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LAMPARAS LED

APPAREIL DE MESURE D'INTENSITE LUMINEUSE POUR LAMPE LED

RADIOMETRO PER LAMPADE FOTOPOLIMERIZZATRICI LED

LED CURING LICHT METER

LED RADIOMETER

LED-VALOKOVETTAJEN TEHOMITTARI

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LED

MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

FÉNY INTENZÍTÁSMÉRŐ LED LÁMPÁHOZ

LED LIGHT VALGUSTUGEVUSE MÕÕDIK

MERILNIK LED LUČI

GAISMAS EMISIJAS DIOŽU LAMPAS TESTERIS


DIODINĒS (LED) LEMPOS MATUOKLIS

LED POLYMERIZAČNÍ LAMPA S REGULOVANÝM SVĚTLEM

LED POLYMERIZAČNÁ LAMPA S REGULOVANÝM SVETLOM

LED 型光重合器用ライトメーター

LED 固化光検測計



SDI

# verificação dupla para o seu fotopolimerizador de luz LED

radiometer

LED



## Funciona com todos os fotopolimerizadores de luz LED

O Radiômetro de luz LED da SDI está calibrado para testar qualquer fotopolimerizador de luz LED. Ele foi desenvolvido para medir a intensidade de luz emitida num comprimento de ondas entre 400 e 525 nanômetros e leituras entre 0 e 2000 mW/cm<sup>2</sup>.

## Leitura fácil e instantânea

O Radiômetro de luz LED da SDI liga automaticamente e faz uma leitura digital imediata com números grandes e visíveis. A leitura mais alta permanece temporariamente gravada para registros.

## Leve e compacto

O Radiômetro de luz LED pesa somente 124 g. É ergonômico, por isso pode ser facilmente carregado de uma sala para outra. Ele é pequeno o suficiente para ser colocado em qualquer bandeja dental.



**Radiômetro de luz LED**  
Pedido 5600028  
1 Radiômetro de luz LED  
1 Bateria de 9v (instalada)

Você depende do seu fotopolimerizador de luz LED para obter uma excelente polimerização. Falta de polimerização é a causa mais comum de falhas em restaurações de resinas compostas. Por vários motivos, aparelho fotopolimerizador pode perder a sua intensidade de luz.

É fundamental sempre fazer um teste de precisão da emissão de luz para garantir um desempenho alto e constante. E, se necessário, consertar qualquer problema em seu aparelho.



Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

