

ultrammat 2

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD

VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ

HOGE TOEREN CAPSULESCHUDDER

HØJHASTIGHEDS AMALGAMATOR



AMALGAMRYSTER (AMALGAMATOR) MED HØYENERGI

AVANCERAD HÖGHASTIGHETS KAPSELBLANDARE

NOPEA VAIKUTTEINEN AMALGOIJA

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

高速アマルガムミキサー



SDI

ultrammat 2

amalgamador de alta velocidade

característica de segurança
trituração consistente e acurada

prático

misturador de múltiplo uso

freqüência de trituração

utiliza pouca energia

garantia de 3 anos

simples de ser usado

pouca vibração


dupla voltagem



O Ultramat 2 possui dupla voltagem e o seu microprocessador digital de alta precisão controla o tempo, o que proporciona uma trituração consistente e acurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas de materiais misturados


Trituração consistente e acurada

Timer constituído por microprocessador, controlado por temporizador a quartzo, podendo regular o tempo entre 0 e 6 segundos



Misturador de múltiplo uso

É adequado para todos os tipos de materiais dentais encapsulados




Pouca vibração

O Ultramat 2 é o amalgamador mais silencioso e que representa pouca vibração




Características de segurança

A trava de segurança automaticamente interrompe a trituração quando a tampa do Ultramat 2 é aberta




Simple de ser usado

O sistema de toque do controle de sistema do Ultramat 2 é rápido e simple de ser operado




Freqüência da trituração

Possui 4600 oscilações por minuto




Prático

A sua única tampa facilita o controle da infecção cruzada e a sua superfície lisa pode ser higienizada com qualquer desinfetante bucal



Utiliza pouca energia

O Ultramat 2 é econômico




Garantia de 3 anos

Por ser forte e confiável, o Ultramat 2 é um investimento duradodouro




Dupla voltagem

A característica da dupla voltagem do motor e do circuito é compatível com várias voltagens e freqüências





Garantia



AutoMix, OptiMix, RotoMix, Silamat, Silamat Plus, ProMix, Dentomat Compact, Wig-L-Bug, SpeedStir não são marcas registradas da Southern Dental Industries Limited.

ultrammat 2



Códigos:

5546048 **Ultramat 2** Austrália / Nueva Zelanda
5546045 **Ultramat 2** Norte y Sudamérica / Asia
5546046 **Ultramat 2** Europa
5546047 **Ultramat 2** Reino Unido



Dimensões:

largura	profund	altura
217mm	173mm	180mm
8 1/2 "	6 3/4"	7 1/8"

Voltagem:

110 / 240 volts
50 / 60 Hz

Peso:

2.765kg
6.095lbs

Fabricado na Austrália por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrália 1 800 337 003
EUA & Canada 1 800 228 5166
Brasil 0800 770 1735
Alemanha 0800 100 5759
França 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
Espanha 00800 022 55 734
Irlanda 01 886 9577
Itália 800 780625
Japão 0120 98 2770
www.sdi.com.au



DENTAL EQUIPMENT

