

# SDI PRODUCTOS

---



AMALGAMA  
BLANQUEAMIENTO  
ACCESORIOS  
IONÓMEROS DE VIDRIO  
LÁMPARAS LED  
ADHESIVOS  
SELLANTES



Your Smile. Our Vision.

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

# BLANQUEAMIENTOS

## SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO Y ACLARAMIENTO DENTAL

### pola office >

#### SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL DE APLICACIÓN EN CLÍNICA

- Se puede utilizar con o sin lámpara de fotocurado
- 30 minutos desde el momento de la preparación hasta la aplicación final



### pola office+ >

#### EL MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

- Se puede utilizar con o sin lámpara de fotocurado
- Uso rápido y fácil: 3 aplicaciones de 8 minutos
- Peróxido de hidrógeno al 37.5%
- Jeringa de auto-mezcla – aplíquelo directamente al diente



### pola day >

#### SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL DOMICILIARIO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

- Desde 30 minutos al día
- Liberador de flúor
- Disponible en peróxido de hidrógeno al 3% y 6%



### pola night >

#### SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL DOMICILIARIO A BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA

- Desde 90 minutos al día
- Liberador de flúor
- Disponible en peróxido de carbamida al 10% y 16%



### pola day CP >

#### SISTEMA ULTRA RÁPIDO DE ACLARAMIENTO DENTAL EN SALA DE ESPERA CON FÉRULA

- Tiempo de uso con férula 15 mn
- Peróxido de hidrógeno al 35%
- Liberador de flúor
- pH neutro



### pola paint >

#### PINCEL DE MANTENIMIENTO PARA BLANQUEAMIENTO DENTAL

- Aplicación fácil y rápida
- Peróxido de carbamida al 8%
- No requiere el uso de guardas
- Liberador de flúor
- No requiere uso de férula



### soothe >

#### GEL DESENSIBILIZANTE

- Alivio instantáneo – úselo antes o después del proceso de blanqueamiento
- Nitrato de potasio al 6% y flúor al 0.1%,
- Con férula



# ADHESIVOS + ACCESORIOS

UN ADHESIVO PARA CADA INDICACIÓN | APLICADORES, PUNTAS DE APLICACIÓN Y MÁS

## riva bond LC >



Bonding Agent: 5th Generation

EL PRIMER ADHESIVO QUE ELIMINA EL STRESS DE CONTRACCIÓN DEL COMPOSITE

- Nueva tecnología™, stress contracción.
- Compensa y absorbe la retracción del composite
- Incrementa la longevidad del composite



## riva star >

AGENTE DESENSIBILIZANTE Y LIMPIADOR DE CAVIDAD

- Ayuda a la eliminación de la biopelícula
- Puede ayudar en el alivio de la caries
- Reduce la hipersensibilidad dental cervical



NUEVO

## super etch >

GEL GRABADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%

- Se limpia fácilmente con agua
- No interfiere con el adhesivo
- Gel de baja o alta viscosidad
- Gel de fácil control que fluye bajo dirección, no por gravedad



## go! >



7MA. GENERACIÓN DE SISTEMA ADHESIVO AUTOGRABADOR FOTOCURABLE DE UNA SOLA Y DIRECTA APLICACIÓN

- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Alta fuerza de adhesión para pegar al esmalte y la dentina
- Listo en solo 35 seg



## stae >



5TA. GENERACIÓN DE SISTEMA ADHESIVO MONO COMPONENTE PARA LA DENTINA Y EL ESMALTE, LIBERADOR DE FLÚOR

- Alta fuerza de adhesión
- No contiene Bisfenol A o sus derivados



## points y dispenser >

MICRO - PINCELES APLICADORES DESECHABLES



- Resistente a solventes, no es absorbente, contiene fibras que no desprenden pelusas

Dispensador de microaplicadores:

- Dispensa de un simple giro
- Compacto & práctico



## riva conditioner >

ACONDICIONADOR A BASE DE ÁCIDO POLIACRÍLICO

- Elimina parcialmente la capa de manchas
- Optimiza la adhesión del CIV
- Ácido poliacrílico al 26%
- Botella de 10mL



## riva coat >

MATERIAL DE REVESTIMIENTO FOTOCURABLE PARA PRODUCTOS A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Previene la contaminación con saliva y agua de las superficies expuestas del cemento a base de ionómero de vidrio durante las primeras 24 horas después de su aplicación



# AMALGAMA + LÁMPARAS LED

MANEJO Y RESISTENCIA SUPERIOR |  
LÁMPARAS DE FOTOCURADO CON LED DE ALTA POTENCIA

permite > 

AMALGAMA NO-GAMMA 2 CON  
ALTO CONTENIDO DE PLATA

- Microfiltración casi igual a cero
- Muy alta resistencia a la compresión
- No lo afecta la humedad
- Excelentes características de manejo



radii plus >  2008 REALITY  2012 TOP 50 

MÁS QUE UNA LÁMPARA  
LED DE FOTOCURADO

- Cabezales adicionales para blanqueamiento dental, diagnóstico, ortodoncia
- 5 años de garantía\*
- Alta intensidad de 1500mW/cm<sup>2</sup> con baja emisión de calor
- Inalámbrica, diseño ergonómico



lojic+ > 

AMALGAMA CON PARTÍCULAS  
ESFÉRICAS DE ALTA RESISTENCIA,  
ALTO CONTENIDO DE PLATA  
Y PLATINO MODIFICADO

- Alta resistencia temprana a la compresión
- Muy baja microfiltración
- Excelentes características de manejo



radii-cal >

LÁMPARA LED DE FOTOCURADO  
RADICALMENTE PODEROSA Y  
DE PESO LIGERO

- Tecnología de pulso = Alta intensidad de 1200mW/cm<sup>2</sup> con baja emisión de calor
- 2 años de garantía limitada\*\*
- Se mantiene cargada para realizar 1200 polimerizaciones de diez segundos (equivalente a 3h 20 min. de polimerización continua)



gs-80 >

AMALGAMA ECONÓMICA  
ALEACIÓN MEZCLA NO-GAMMA 2

- Alta resistencia temprana a la compresión

CÁPSULAS DE AMALGAMA  
DISPONIBLE EN CAJAS DE 50  
O BOTES DE 500



ultrammat 2 >  

MEZCLADOR MULTIUSO  
DE ALTA VELOCIDAD

- 5 años de garantía limitada
- Silencioso y de baja vibración
- Produce una mezcla exacta y consistente
- Seguro y fácil de usar



ultrammat S >

MEZCLADOR MULTIUSO  
DE ALTA VELOCIDAD

- Trituración exacta y consistente
- Baja vibración y extremadamente silencioso



LED radiometer >

MONITOREA LA INTENSIDAD  
DE LA LÁMPARA DE  
FOTOCURADO

2008  
REALITY  
\*\*\*\*\*



# IONÓMEROS DE VIDRIO

## EL REVOLUCIONARIO SISTEMA DE CIV

### riva self cure HV >

MATERIAL RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDAD AUTOCURADO Y REMINERALIZADOR DENTAL A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Excelente para la odontología mínimamente invasiva (MID)
- Alta resistencia a la acidez bucal



### riva light cure HV >

MATERIAL RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDAD A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA FOTOCURABLE

- Excelente para la odontología mínimamente invasiva (MID)
- Alta resistencia a la flexión



### riva self cure >

MATERIAL RESTAURADOR AUTOCURADO Y REMINERALIZADOR DENTAL A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Excelente para la odontología mínimamente invasiva (MID)
- Se adhiere químicamente a la estructura dental



### riva light cure >

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA FOTOCURABLE

- Excelente para la odontología mínimamente invasiva (MID)
- Fabulosa estética



### riva protect >

IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL AUTOCURADO UTILIZADO COMO SELLANTE, BASE Y PROTECTOR DE SUPERFICIES DENTALES

- Ayuda a detener y prevenir la caries – libera y recarga flúor



### riva silver >

MATERIAL RESTAURADOR CONVENCIONAL AUTOCURADO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO Y SIN MERCURIO

- Reforzado con plata
- Se adhiere químicamente a la estructura dental



### aplicador riva 2 >

- Encaja cómodamente en manos más pequeñas
- Autoclavable – fácil de limpiar



TODOS DISPONIBLES EN CAJAS DE 50 CÁPSULAS Y KITS DE POLVO/LÍQUIDO

 ionglass™

# ESTÉTICOS + SELLANTES

ALTA RESISTENCIA , BAJA CONTRACCIÓN |  
PREVENCIÓN DEL CARIES ANTES DE QUE ESTA SE INICIE

## aura >



MATERIAL  
RESTAURADOR  
ULTRA UNIVERSAL

- Elaborado según las características naturales de la dentina y el esmalte
- Una técnica de estratificación simple e intuitiva para reproducir el color natural del diente
- Pulido y esculpido de gran calidad



## ice >



COMPOSITE NANOHÍBRIDO  
RADIOPACO FOTOCURABLE  
PARA ANTERIORES  
/POSTERIORES

- Apariencia similar al diente – excelente translucidez y fluorescencia natural
- Manejo no pegajoso, no se desprende
- Alta resistencia a la compresión y excelente pulido



## rok >

COMPOSITE CONDENSABLE  
PARA DIENTES  
POSTERIORES

- Manejo condensable no pegajoso
- No fragua en condiciones ambientales de luz o bajo luz operativa



## conseal f >



SELLANTE RESINOSO DE FOSAS  
Y FISURAS, FOTOCURABLE Y  
LIBERADOR DE FLÚOR

- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Aplicación exacta y controlada con 27 puntas de aplicación calibre 27



## conseal clear >

SELLANTE RESINOSO DE FOSAS  
Y FISURAS FOTOCURABLE

- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Aplicación exacta y controlada con 27 puntas de aplicación calibre 27
- Tono transparente



## wave, wave mv wave hv >



COMPOSITE RADIOPACO  
FLUIDO LIBERADOR  
DE FLÚOR

- Alta resistencia a la compresión
- Nanotecnología
- Tres tipos de viscosidad



# MATERIAL PROMOCIONAL

GRATIS



Póster Pola - mujer  
Pedido M100049



Póster Pola – mujer y hombre  
Pedido M100052



Póster Pola Office+  
Pedido M100055



Porta Folletos Pola para Pacientes  
Pedido M100042



Panfleto Antes y Después  
de Pola con soporte Pedido M100045



Forro de Pared Pola  
Pedido M100063



Folletos Pola para Pacientes  
Pedido M100058



Pola bolsa de transporte  
Pedido M100143



Más material promocional personalizado se encuentra disponible mediante descargas.  
Visite: [www.sdi.com.au/es-sp/marketing-materials/](http://www.sdi.com.au/es-sp/marketing-materials/)

# CEMENTOS

¡HEMOS CUBIERTO TODAS SUS NECESIDADES DE CEMENTO!

## riva luting plus >

CEMENTO OBTURADOR AUTOCURADO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO CON RESINA MODIFICADA

- Se adhiere químicamente al diente y a sustratos
- Alta resistencia a la flexión - índice reducido de agrietamiento



## riva luting >

CEMENTO OBTURADOR CONVENCIONAL AUTOCURADO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Se adhiere químicamente a la estructura dental y a sustratos de metal
- Muy bajo espesor de la película - fluye fácilmente entre la restauración y el diente



## seT PP >



CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO Y AUTOGRABADO EN JERINGA DOBLE

- No contiene Bisfenol A ni HEMA
- Alta fuerza de adhesión
- De fácil limpieza



## seT >



CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO Y AUTOGRABADO EN CÁPSULAS

- No necesita grabado - disminuye la sensibilidad post-operatoria
- Fragua por si solo en 5 minutos o en 20 segundos con una lámpara de fotocurado



# VISIT [WWW.SDI.COM.AU](http://WWW.SDI.COM.AU)

\*5 años de garantía limitada en todas las piezas, exceptuando la batería y el accesorio LED arqueado para blanqueamiento cuya garantía es de 2 años. \*\*Garantía de fábrica de 2 años en piezas y batería. Pola Office + El más rápido del mundo: Basado en el tiempo total del tratamiento comparado con el especificado en el material de lectura de otros productos de la competencia. Pola Office+: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 25, No. 9, November 2008. Pola Office: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 23, No. 3, April 2006. Soother: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 23, No. 6, July/Aug 2006. Go!: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 24, No. 10, Dec 2007. Stae: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 15, 1998. Points: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 20, 2003. Permite: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 5, No. 2, March/April 1995. Radii Plus: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 23, No. 3, April 2006. Lojic+: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 4, No. 5, Sep/Oct 1994. Ultramat 2: THE DENTAL ADVISOR editors choice Vol 28, No. 9, Nov 2011. Riva Light Cure: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 27, No. 6, July-Aug 2010. Conself F: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 20, 2003. Ice: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 21, No. 6, 2004. Wave (wave only): THE DENTAL ADVISOR, Vol. 15, 1998. seT: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 25, No. 8, October 2008. seT PP: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 27, No. 7, Sept 2010.



Your Smile. Our Vision.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brasil 0800 770 1735  
Francia 00800 022 55 734  
Alemania 0800 100 5759  
Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625  
Nueva Zelanda 0800 734 034  
España 00800 022 55 734  
Reino Unido 00800 022 55 734  
USA & Canadá 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

MX00015 F



+D036MX000151K